

PREGLED PROIZVODA / OPREME

KERN®

ANALITIČKA VAGA ABP 200-5AM



Nova generacija analitičkih vaga kombinira najvišu razinu preciznosti s velikim rasponima vaganja

Zahvaljujući novoj generaciji pojedinačnih ćelija, rezultat vaganja prikazuje se u vrlo kratko vrijeme u usporedbi s usporedivim modelima. Zajedno s intuitivno strukturiranim izbornikom, to znači da možete raditi učinkovito i brzo, s tri automatska klizna vrata koja se mogu otvoriti i zatvarati pomoću senzora i integriranim ionizatorom kao standardom.



- Zahvaljujući funkciji memorije, vaga pohranjuje koliko su klizna vrata otvorena. To sprječava kontaminaciju i ubrza procese. Laganim dodirnom kliznih vrata aktivira se funkcija guranja i vrata se automatski otvaraju i zatvaraju. Podesivi unutarnji štitnik od propuha jamči maksimalnu stabilnost očitavanja težine.
- Unutarnji štitnik od propuha – minimizira utjecaj strujanja zraka u komori za vaganje.
- Automatsko unutarnje podešavanje u slučaju promjene temperature $\geq 1^\circ\text{C}$ ili vremenski kontrolirano svaka 4 sata jamči visok stupanj točnosti i čini vagu neovisnom o lokaciji upotrebe.

- Minimalna težina uzorka može se ručno pohraniti u uređaj ili automatski izračunati. Za vaganja ispod te vrijednosti, vaga izdaje poruku upozorenja.



- Pomoć pri doziranju: Moguće je odabrati način rada visoke stabilnosti i druge postavke filtriranja.
- Jednostavno vaganje i dokumentiranje recepata s kombiniranom funkcijom tare/ispisa. Osim toga, sastojci za recept automatski se numeriraju i ispisuju s odgovarajućim brojem i nominalnom težinom.
- Pojedinačne korisničke postavke mogu se pohraniti za do 10 korisnika: korisničko ime/broj (može se ispisati ili dodati u zapis za svaki proces), lozinka, jezik izbornika, korisnički profili, pristup korisničkim postavkama putem barkoda, dodatni način rada za goste za korisnike koji nisu prijavljeni, autorizacije, npr. B. podešavanje vage, promjena postavki ili uvjetovanje ili izmjena recepta samo od strane ovlaštene osobe i izrada recepta od strane korisnika.
- RS-232 podatkovna sučelja i USB (uređaj) za prijenos podataka o vaganju i USB (glavni uređaj) za spajanje USB tipkovnice za jednostavno snimanje brojeva artikala, recepata, za lakšu navigaciju unutar izbornika itd.
- U.S. FDA 21 Dio 11: pomaže u integritetu podataka u skladu s U.S. FDA 21 Dio 11 (na primjer rezultat vaganja, ID uzorka, korisničko ime, ID vage, ...)
- Vaganje [maks]: 220 g
- Vaganje [maks] (ct): 1100 ct
- Očitavanje [d]: 0,00001 g
- Očitavanje u karatima [d] (ct): 0,0001 ct
- Podjela na skali za ovjeru [e]: 0,001 g
- Jedinice: g, mg, ct
- Ocjena sukladnosti moguća tvornički
- Minimalna težina [min]: 0,001 g
- Linearnost: $\pm 0,0001$ g
- Ponovljivost: 0,000015 g; 0,00003 g; 0,00005 g
- Vrijeme stabilizacije: 8 s
- Sučelja: RS-232 standard, USB-Host/Master, USB-Device
- Mogućnosti podešavanja: – interna kalibracija (automatska)
– podešavanje s unutarnjom težinom (ručno)
- Temperatura okoline: 10 – 30 °C
- Dimenzije površine za vaganje: (Ø) 91 mm
- Materijal štita: od propuha staklo
- Materijal kućišta: lijevani aluminij, plastika
- Dimenzije kućišta (Š×D×V): 213×367×345 mm
- Materijal ploče za vaganje: nehrđajući čelik

Više o proizvodima saznajte na: <https://www.ru-ve.hr> ili na email info@ru-ve.hr.

info@ru-ve.hr t: +385(0)1-333-52-50 f: +385(0)1-333-52-59
Prosinačka ulica 14 – Kerestinec, HR-10431 Sveta Nedelja

